



TRAUMIA

PLACA LCP ANCHA  
DE 4,5 MM





La placa ancha LPC de 4.5 mm BONE TI fue diseñada para soportar grandes cargas dinámicas, cuenta con orificios combinados en zig zag que brindan la posibilidad de compresión/bloqueo y evitan re-fracturas en huesos largos. Sus bordes redondeados y diseño ultra-pulido, disminuyen la fricción entre los tejidos blandos favoreciendo la irrigación vascular del periostio.

### INDICACIONES

- Fracturas diafisarias en huesos largos
- Fracturas en espiral del fémur
- Fracturas conminuta en ala de mariposa



### TORNILLOS




Tornillo de bloqueo 5.0 mm

Tornillo cortical de 4.5 mm

HOLE	PN	LENGTH	MATERIAL
6	123221006	116mm	Titanium
7	123221007	134mm	Titanium
8	123221008	152mm	Titanium
9	123221009	170mm	Titanium
10	123221010	188mm	Titanium
12	123221012	224mm	Titanium
14	123221014	260mm	Titanium
15	123221015	278mm	Titanium

**BONE** **Ti**™  
TRAUMA & SPINE SOLUTIONS





BONE - Ti es una marca Tocamedic Colombia

Carrera 16 No. 13C - 78  
Valledupar - Cesar - Colombia

Tel: (57)(5) 589 85 22

Cel: (57) 310 459 1567

[info@bone-ti.com](mailto:info@bone-ti.com)

[ventas@tocamedic.com](mailto:ventas@tocamedic.com)

  @bone.tioficial

[www.bone-ti.com](http://www.bone-ti.com)