



TRAUMA

MINI PLACA LCP  
EN L 2.0 MM.





La mini placa LCP en L de 2.0 mm de BONE-Ti posee orificios combinados que permite la com bloqueo de acuerdo a la necesidad, sus muescas de reconstrucción permite un facil moldeado de ser necesario, con bordes ultrapulidos que disminuye la fricción e irritación de los tejidos blandos.

**INDICACIONES**

- Fracturas de los falanges
- Fracturas metacarpianos
- Fracturas metatarsianos
- Osteotomías y artrodesis en mano y pie



HOLE	PN	LENGTH	MATERIAL
4	121131004	Left	Titanium
5	121131005	Left	Titanium
4	121131104	Right	Titanium
5	121131105	Right	Titanium

**BONE**

TRAUMA & SPINE SOLUTIONS



TM



[www.bone-ti.com](http://www.bone-ti.com)



BONE - Ti es una marca Tocamedic Colombia

Carrera 16 No. 13C - 78

Valledupar - Cesar - Colombia

Tel: (57)(5) 589 85 22

Cel: (57) 310 459 1567

[info@bone-ti.com](mailto:info@bone-ti.com)

[ventas@tocamedic.com](mailto:ventas@tocamedic.com)

  @bone.tioficial

[www.bone-ti.com](http://www.bone-ti.com)