



TRAUMA

MINI PLACA LCP  
RECTA 2.0 MM.





La mini placa LCP recta de 2.0 mm. de BONE Ti posee orificios combinados que permite la compresión o bloqueo de acuerdo a la necesidad, sus muescas de reconstrucción permite un fácil moldeado de ser necesario, con bordes ultrapulidos que disminuye la fricción e irritación de los tejidos blandos.

### INDICACIONES

- Fractura diafisaria de los falanges
- Osteotomias y artrodesis de los huesos de la mano
- Como implante adicional para estabilización de pequeñas fracturas



HOLE	PN	MATERIAL
4	121222104	Titanium
5	121222105	Titanium
6	121222106	Titanium

**BONE**  
TRAUMA & SPINE SOLUTIONS





BONE - Ti es una marca Tocamedic Colombia

Carrera 16 No. 13C - 78

Valledupar - Cesar - Colombia

Tel: (57)(5) 589 85 22

Cel: (57) 310 459 1567

[info@bone-ti.com](mailto:info@bone-ti.com)

[ventas@tocamedic.com](mailto:ventas@tocamedic.com)

  @bone.tioficial

[www.bone-ti.com](http://www.bone-ti.com)