



TRAUMA

PLACA LCP DE TIBIA
DISTAL MEDIAL





Placa LCP para tibia distal medial BONE Ti de 3.5 mm en Titanio está elaborada con un pre moldeado anatómico que se adhiere maléolo tibial y disminuye la fricción con los tejidos, crea un ángulo fijo que favorece la consolidación en el pilón tibial en fracturas conminutas o de huesos osteopenicos permitiendo estabilidad sin afectar compromiso vascular.

INDICACIONES

- Fractura de pilón tibial medial
- Fracturas extra-articulares
- Fracturas intra-articulares
- Fracturas tibia distal con extensión a la diáfisis



HOLE	PN	DIRECTION	LENGTH	MATERIAL
4 (+9)	122237104	Left	117mm	Titanium
6 (+9)	122237106	Left	144mm	Titanium
8 (+9)	122237108	Left	171mm	Titanium
10 (+9)	122237110	Left	198mm	Titanium
12 (+9)	122237112	Left	225mm	Titanium
14 (+9)	122237114	Left	252mm	Titanium
4 (+9)	122237204	Right	117mm	Titanium
6 (+9)	122237206	Right	144mm	Titanium
8 (+9)	122237208	Right	171mm	Titanium
10 (+9)	122237210	Right	198mm	Titanium
12 (+9)	122237212	Right	225mm	Titanium
14 (+9)	122237214	Right	252mm	Titanium

TORNILLOS

Tornillo de bloqueo 5.0 mm

Tornillo cortical de 3.5 mm

BONE **Ti**™
TRAUMA & SPINE SOLUTIONS





BONE - Ti es una marca Tocamedic Colombia

Carrera 16 No. 13C - 78
Valledupar - Cesar - Colombia

Tel: (57)(5) 589 85 22

Cel: (57) 310 459 1567

info@bone-ti.com

ventas@tocamedic.com

  @bone.tioficial

www.bone-ti.com