



TRAUMA

PLACA LCP DE PERONE
DISTAL LATERAL



PLACA LCP DE PERONE DISTAL LATERAL



La placa LCP de peroné distal lateral BONE Ti, cuenta con 5 agujeros coaxiales distales que admiten tornillos de bloqueo de 2.4/2.7 mm. Las características de esta placa crean un entorno adecuado para una rápida consolidación ósea acelerando el restablecimiento funcional. Debido a la combinación de tornillos de bloqueo y Tornillo cortical ofrece una fijación óptima. Está fabricada con orificios para pines de kirschner usados para una fijación de la placa y mantener estabilidad temporal de la fractura.

INDICACIONES

- Fracturas distales de peroné
- Pseudo artrosis de la zona diafisaria y metafisaria del peroné distal
- Osteotomía del peroné distal



HOLE	P.N	DIRECTION	LENGTH	MATERIAL
4	122242104	Left	86mm	Titanium
5	122242105	Left	99mm	Titanium
6	122242106	Left	112mm	Titanium
7	122242107	Left	125mm	Titanium
4	122242204	Right	86mm	Titanium
5	122242205	Right	99mm	Titanium
6	122242206	Right	112mm	Titanium
7	122242207	Right	125mm	Titanium

TORNILLOS

- Tornillo de bloqueo 2.7 mm
- Tornillo de bloqueo 3.5 mm
- Tornillo cortical de 3.5 mm

BONE **Ti**TM
TRAUMA & SPINE SOLUTIONS



www.bone-ti.com



BONE - Ti es una marca Tocamedic Colombia

Carrera 16 No. 13C - 78

Valledupar - Cesar - Colombia

Tel: (57)(5) 589 85 22

Cel: (57) 310 459 1567

info@bone-ti.com

ventas@tocamedic.com

  @bone.tioficial

www.bone-ti.com