

TRAUMA

PLACA BLOQUEADA
PARA CALCANEO






Esta placa bloqueada anatómica para calcáneo BONE Ti, ofrece solución para múltiples tipos de fractura, permitiendo su fácil maleabilidad dando apoyo a la apófisis del calcáneo. Sus ángulos fijos proporcionan una estabilidad favorable a la superficie articular y permite múltiples puntos de fijación para unir los pequeños fragmentos.

INDICACIONES

- Fracturas extra-articulares del calcáneo
- Fracturas intra-articulares del calcáneo
- Fracturas osteotomía en calcáneo



TORNILLOS

Tornillo de bloqueo 3.5 mm

HOLE	PN	DIRECTION	LENGTH	MATERIAL
15	122234169	Left	69mm	Titanium
15	122234269	Right	69mm	Titanium





BONE - Ti es una marca Tocamedic Colombia

Carrera 16 No. 13C - 78
Valledupar - Cesar - Colombia

Tel: (57)(5) 589 85 22

Cel: (57) 310 459 1567

info@bone-ti.com

ventas@tocamedic.com

  @bone.tioficial

www.bone-ti.com