



TRAUMIA

PLACA LCP ANGOSTA
DE 4,5 MM





La placa angosta LPC de 4.5 mm BONE TI fue diseñada para soportar grandes cargas dinámicas, cuenta con orificios combinados que brindan la posibilidad de compresión/bloqueo y evitan re-fracturas en huesos largos. Sus bordes redondeados y diseño ultra-pulido, disminuyen la fricción entre los tejidos blandos favoreciendo la irrigación vascular del periostio.

INDICACIONES

- Fracturas diafisarias de tibia
- Fracturas de huesos largos en pacientes pediátricos



TORNILLOS



Tornillo de bloqueo 5.0 mm

Tornillo cortical de 4.5 mm


HOLE	PN	LENGTH	MATERIAL
6	123222006	116mm	Titanium
7	123222007	134mm	Titanium
8	123222008	152mm	Titanium
9	123222009	170mm	Titanium
10	123222010	188mm	Titanium
12	123222012	224mm	Titanium
14	123222014	260mm	Titanium
16	123222016	296mm	Titanium

BONE

TRAUMA & SPINE SOLUTIONS



TM





BONE - Ti es una marca Tocamedic Colombia

Carrera 16 No. 13C - 78
Valledupar - Cesar - Colombia

Tel: (57)(5) 589 85 22

Cel: (57) 310 459 1567

info@bone-ti.com

ventas@tocamedic.com

  @bone.tioficial

www.bone-ti.com