



TRAUMA

MINI PLACA LCP
RECTA 2,4 MM.



BONE
TRAUMA & SPINE SOLUTIONS



MINI PLACA LCP RECTA 2.4 MM.



La mini placa LCP recta de 2.4 mm. de BONE Ti posee orificios combinados que permite la compresión o bloqueo de acuerdo a la necesidad, sus muescas de reconstrucción permite un fácil moldeado de ser necesario, con bordes ultrapulidos que disminuye la fricción e irritación de los tejidos blandos.

INDICACIONES

- Fractura diafisaria de los falanges
- Osteotomias y artrodesis de los huesos de la mano
- Como implante adicional para estabilización de pequeñas fracturas



HOLE	PN	MATERIAL
4	121222004	Titanium
5	121222005	Titanium
6	121222006	Titanium

BONE
TRAUMA & SPINE SOLUTIONS





BONE - Ti es una marca Tocamedic Colombia

Carrera 16 No. 13C - 78

Valledupar - Cesar - Colombia

Tel: (57)(5) 589 85 22

Cel: (57) 310 459 1567

info@bone-ti.com

ventas@tocamedic.com

  @bone.tioficial

www.bone-ti.com