



TRAUMA

PLACA LCP DORSO
LATERAL CON SOPORTE
DE HUMERO



PLACA LCP DORSO LATERAL CON SOPORTE DE HUMERO



La Placa LCP Dorso lateral Con Soporte de Húmero BONE Ti, por su soporte lateral permite que sus tornillos se dirijan hacia el bloque articular.

Su contacto limitado al hueso disminuye el contacto vascular.

INDICACIONES

- Fracturas intra-articulares
- Fracturas supra-condleas del húmero distal
- Fracturas de cóndilo externo
- Pseudo artrosis de húmero distal



TORNILLOS

- Tornillo de bloqueo 2.7 mm
- Tornillo de bloqueo 3.5 mm
- Tornillo cortical de 3.5 mm

HOLE	P.N	DIRECTION	LENGTH	MATERIAL
5	122243105	Left	91mm	Titanium
7	122243107	Left	117mm	Titanium
9	122243109	Left	143mm	Titanium
5	122243205	Right	91mm	Titanium
7	122243207	Right	117mm	Titanium
9	122243209	Right	143mm	Titanium

BONE

TRAUMA & SPINE SOLUTIONS



TM



www.bone-ti.com



BONE - Ti es una marca Tocamedic Colombia

Carrera 16 No. 13C - 78

Valledupar - Cesar - Colombia

Tel: (57)(5) 589 85 22

Cel: (57) 310 459 1567

info@bone-ti.com

ventas@tocamedic.com

  @bone.tioficial

www.bone-ti.com