



TRAUMA

PLACA LCP PARA  
HUMERO DISTAL  
MEDIAL





La Placa LCP para humero distal medial BONE Ti, con diseño anatómico permite que sea perfecta para fracturas inestables, su pre-moldeado facilita y mejora la osteosíntesis. El contacto limitado al hueso disminuye el daño vascular.

### INDICACIONES

- Fracturas intra-articulares
- Fracturas supra-condíleas del húmero distal
- Pseudo artrosis de húmero distal
- Ausencia de unión de la parte distal del humero



HOLE	P.N	DIRECTION	LENGTH	MATERIAL
3	122245103	Left	59mm	Titanium
5	122245105	Left	84mm	Titanium
7	122245107	Left	110mm	Titanium
9	122245109	Left	136mm	Titanium
3	122245203	Right	59mm	Titanium
5	122245205	Right	84mm	Titanium
7	122245207	Right	110mm	Titanium
9	122245209	Right	136mm	Titanium


### TORNILLOS

Tornillo de bloqueo 2.7 mm

Tornillo de bloqueo 3.5 mm

Tornillo cortical de 3.5 mm

**BONE** **Ti**™  
TRAUMA & SPINE SOLUTIONS



[www.bone-ti.com](http://www.bone-ti.com)



BONE - Ti es una marca Tocamedic Colombia

Carrera 16 No. 13C - 78

Valledupar - Cesar - Colombia

Tel: (57)(5) 589 85 22

Cel: (57) 310 459 1567

[info@bone-ti.com](mailto:info@bone-ti.com)

[ventas@tocamedic.com](mailto:ventas@tocamedic.com)

  @bone.tioficial

[www.bone-ti.com](http://www.bone-ti.com)