

TRAUMA

PLACA LCP DE TIBIA
DISTAL MEDIAL
3.5 MM



PLACA LCP DE TIBIA DISTAL MEDIAL 3.5 MM



Placa LCP para tibia distal medial BONE Ti de 3.5 mm en, está elaborada con un pre moldeado anatómico que se adhiere maléolo tibial y disminuye la fricción con los tejidos; además crea un ángulo fijo que permite la estabilidad de la fractura sin afectar el compromiso vascular.

INDICACIONES

- Fractura de pilón tibial medial
- Fracturas extra-articulares
- Fracturas intra-articulares
- Fracturas tibia distal con extensión a la diáfisis



HOLE	PN	DIRECTION	LENGTH	MATERIAL
4	122267104	Left	109mm	Titanium
6	122267106	Left	135mm	Titanium
8	122267108	Left	161mm	Titanium
10	122267110	Left	187mm	Titanium
12	122267112	Left	213mm	Titanium
14	122267114	Left	239mm	Titanium
4	122267204	Right	109mm	Titanium
6	122267206	Right	135mm	Titanium
8	122267208	Right	161mm	Titanium
10	122267210	Right	187mm	Titanium
12	122267212	Right	213mm	Titanium
14	122267214	Right	239mm	Titanium


TORNILLOS



Tornillo de bloqueo 3.5 mm

Tornillo cortical de 3.5 mm

BONE **Ti**™
TRAUMA & SPINE SOLUTIONS



www.bone-ti.com



BONE - Ti es una marca Tocamedic Colombia

Carrera 16 No. 13C - 78
Valledupar - Cesar - Colombia

Tel: (57)(5) 589 85 22

Cel: (57) 310 459 1567

info@bone-ti.com

ventas@tocamedic.com

  @bone.tioficial

www.bone-ti.com