

LCP


Sistema de Placas de
Compresión - Bloqueo
Corto / Largo



Orificios de Combinación
de Bloqueo

Incisiones de Conexión
Limitada

Sistema de Placas de Compresión Bloqueo Corto / Largo



- Los Orificios de Combinación LCP Dan la Opción de Compresión Dinámica y/o Estabilidad Angular en el Implante
- La Punta de Bala Hace más Fácil la aplicación de la Técnica Quirúrgica Mínimamente Invasiva



- Diferentes Tipos de Placas Especiales Pre Fabricadas Adecuadas para Diferentes Posiciones de Fracturas



- Las Incisiones en la Placa Aseguran un Contacto Reducido entre el Hueso y la Placa, lo que Mejora la Vascularización del Periostio

Descripción	Especificaciones (Orificios)
3.5/4.5 mm. LCP Placa Metafisaria	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15
3.5 mm. LCP Placa Tibial Medial Distal	4, 6, 8, 10, 12, 14
4.5 mm. LCP Placa Femoral Distal Lateral	5, 7, 9, 11, 13
4.5 mm. LCP Placa Femoral Proximal	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
3.5 mm. LCP Placa Gancho	5
LC-DCP 4.5 mm. Placa Ancha	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
LC-DCP 4.5 mm. Angosta	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
LC-DCP 3.5 mm. Angosta	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12